


CARACTERISTICAS GENERALES

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Control Digital de Temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura Interna y Programada
- Rango de temperatura de 0 a 80°C (ambiente +5 a 80 °C)
- Indicadores lumínicos de Resistencia y de Alarma
- Exactitud: +- 0,1 °C
- Uniformidad: +- 0,2% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de Garantía a 2 años gratuita
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (2 posiciones)



Medidas Internas
22 x 17 x 17



Estufa de Cultivo
para laboratorio

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Interior	
Frente x Alto x Fondo en cm	22 x 17 x 17
Volumen Interno (en Litros)	6
Exterior	
Frente x Fondo x Alto de Estufa	33 x 28 x 40
Frente x Fondo x Alto con Embalaje	35 x 30 x 42
Otros	
Consumo Wats	80
Peso en Kg Neto	8
Peso en Kg con Embalaje	9

- ☺ Alta performance para uso continuo
- ☺ Exclusivo Sistema BLAST
- ☺ Fácil manejo del Control Digital
- ☺ Autotuning optimizado de fábrica
- ☺ Mayor Precisión
- ☺ Doble Garantía
- ☺ Service gratuito de por vida

www.sanjour.com.ar