


## Modelo SE60ADF

### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente
- Rango de Temperatura 30 a 200°C
- Rango óptimo de trabajo 90 a 200°C
- Controlador de temperatura electrónico digital programable
- Indicadores luminosos de funcionamiento
- Reloj (timer) de corte de funcionamiento de 999 minutos
- Circulación forzada de aire
- Exactitud: +- 0,4% del valor final de temperatura
- Uniformidad: +- 0,4% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Accesorios: 2 estantes bandeja de acero inoxidable perforada regulables



Modelo	Medidas Internas Frente x Alto x Fondo	Volumen Interior Lts	Consumo Wats	Medidas Externas Frente x Fondo x Alto		Peso En Kg.
				Estufa	Embalada	
<b>SE60ADF</b>	60 x 40 x 40	96	1500	Estufa	74 x 55 x 105	54
				Embalada	82 x 59 x 110	60