

Modelo SO33A

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente
- Rango de Temperatura 30 a 200°C
- Rango óptimo de trabajo 90 a 200°C
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores luminosos de funcionamiento
- Reloj de corte de funcionamiento de 3 horas con alarma y función llave
- Exactitud del Control: +- 1,5°C
- Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.
- Garantía 1 año. Service gratuito de por vida (en fábrica)
- Accesorios: 3 estantes tipo rejilla y 9 bandejas de 20x10x2



Modelo	Medidas Internas Frente x Alto x Fondo	Volumen Interior Lts	Consumo Wats	Medidas Externas Frente x Fondo x Alto		Peso En Kg.
SO33A	33 x 20 x 20	13	600	Estufa	45 x 33 x 45	13
				Embalada	47 x 35 x 47	14