

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE43A


"SAN JOR"

Características Generales



- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termostato regulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (3 posiciones)

Rango de Temperatura



Medidas Internas
45 x 30 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 45 x 30 x 30
Volumen Interno (en Litros) 41

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 56 x 40 x 61
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 62 x 48 x 65

Otros

Consumo en Watts 990
Peso en Kg Neto 19
Peso en Kg con Embalaje 21



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Specialistas en fabricación de Estufas