

ESTERILIZACIÓN

Modelo SE45T

"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termostato hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 1 estante tipo rejilla regulable (3 posiciones)

Rango de Temperatura
50°C 200°C

Medidas Internas
45 x 25 x 25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 45 x 25 x 25
Volumen Interno (en Litros) 28

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 56 x 35 x 49
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 60 x 40 x 54

Otros

Consumo en Watts 880
Peso en Kg Neto 16
Peso en Kg con Embalaje 17

-  Alta performance para uso continuo
-  Bajo consumo
-  Doble Garantía
-  Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas