


ESTERILIZACIÓN

Modelo SE50T

"SAN JOR"



Rango de Temperatura



Medidas Internas

50 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 50 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 60

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 61 x 50 x 61
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 62 x 48 x 70

Otros

Consumo en Watts 1080
Peso en Kg Neto 23
Peso en Kg con Embalaje 25

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termorregulador hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas



sanjor.com.ar