

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE60AD

"SAN JOR"



### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Exactitud: al grado centígrado
- Uniformidad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas  
**60 x 40 x 40**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40  
Volumen Interno (en Litros) 96

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 74 x 53 x 72  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 80 x 60 x 82

#### Otros

Consumo en Watts 1430  
Peso en Kg Neto 36  
Peso en Kg con Embalaje 38

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control Digital EcoLogic
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

## Especialistas en fabricación de Estufas