

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE70A


"SAN JOR"



### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termostato hidráulico a capilar
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Reloj de corte de 3 horas con alarma y función llave
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud  $\pm 1,4\%$  del valor final de temperatura
- Uniformidad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)

#### Rango de Temperatura



Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50  
Volumen Interno (en Litros) 175

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 62 x 87  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 94 x 68 x 91

#### Otros

Consumo en Watts 1760  
Peso en Kg Neto 53  
Peso en Kg con Embalaje 74



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas