

# ESTERILIZACIÓN

## Modelo SE70AD

"SAN JOR"



### Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puertas con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de tiempo y temperatura
- Control digital PID EcoLogic con Autotuning
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de temperatura interna y parámetro programado
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Exactitud: al grado centígrado
- Uniformidad  $\pm 1,5\%$  del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)

Rango de Temperatura

50°C 200°C

Medidas Internas  
**70 x 50 x 50**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50  
Volumen Interno (en Litros) 175

#### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 86 x 62 x 87  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 94 x 68 x 91

#### Otros

Consumo en Watts 1760  
Peso en Kg Neto 53  
Peso en Kg con Embalaje 74

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Control Digital EcoLogic
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Bajo consumo
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

Specialistas en fabricación de Estufas