

ESTERILIZACIÓN

Modelo SO22T


"SAN JOR"

Características Generales



- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Termostato hidráulico a capilar
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Rango de temperatura de 50°C a 200°C
- Rango óptimo de trabajo de 90°C a 200°C
- Exactitud $\pm 1,4\%$ del valor final de temperatura
- Uniformidad $\pm 1,5\%$ del valor final de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 3 Bandejas + Sacabandejas

Rango de Temperatura



Medidas Internas

22 x 17 x 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 22 x 17 x 17
Volumen Interno (en Litros) 6

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 32 x 28 x 41
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 42 x 35 x 45

Otros

Consumo en Watts 350
Peso en Kg Neto 11
Peso en Kg con Embalaje 12



Alta performance para uso continuo



Bajo consumo



Doble Garantía



Service gratuito de por vida

Specialistas en fabricación de Estufas



sanjor.com.ar