

**CULTIVO**

**Modelo SL17CADB**


**"SAN JOR"**



## Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- Puerta lateral de vidrio
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Controlador Digital PID Ecologic Sistema BLAST c/autotuning
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Rango de Tiempo hasta 99 hs 59 min
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de Temperatura interna y Parámetro programado
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Tecnología Sistema BLAST
- Exactitud:  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Volumen interno 6 litros
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla removibles

### Rango de Temperatura



### Medidas Internas

**22 x 17 x 17**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 22 x 17 x 17  
Volumen Interno (en Litros) 6

### Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 32 x 28 x 41  
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 42 x 35 x 45

### Otros

Consumo en Watts 80  
Peso en Kg Neto 8  
Peso en Kg con Embalaje 9

- Alta performance para uso continuo
- Exclusivo Sistema BLAST
- Fácil manejo del Control Digital
- Autotuning optimizado de fábrica
- Alta Precisión
- Doble Garantía
- Service gratuito de por vida

**Especialistas en fabricación de Estufas**