

CULTIVO

Modelo SL30C

"SAN JOR"



Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 1 puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- 1 puerta lateral de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Exactitud: 0,1°C
- Termostato electrónico con ajuste macro y micro
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (amb. +5° a 70°C)
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

Rango de Temperatura
20°C 70°C

Medidas Internas
30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 46 x 45 x 70
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 48 x 70

Otros

Consumo en Watts 130
Peso en Kg Neto 19
Peso en Kg con Embalaje 21

- ⌚ Alta performance para uso continuo
- ⚙️ Regulación Macro y Micro
- 🎯 Alta Precisión
- 💡 Bajo Consumo
- 🛡️ Doble Garantía
- 🔧 Service gratuito de por vida

Specialistas en fabricación de Estufas