

CULTIVO

Modelo SL30CADB

"SAN JOR"



Rango de Temperatura
0°C 80°C

Medidas Internas
30 x 40 x 30

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 30 x 40 x 30
Volumen Interno (en Litros) 36

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 46 x 45 x 70
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 49 x 48 x 70

Otros

Consumo en Watts 130
Peso en Kg Neto 19
Peso en Kg con Embalaje 21

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- Puerta lateral con cierre a falleba giratoria
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Puerta interna de vidrio (visibilidad 100%)
- Aireador en la parte superior
- Programación de Tiempo y Temperatura
- Controlador Digital PID Ecologic Sistema BLAST c/autotuning
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Rango de Tiempo hasta 99 hs 59 min
- Decrece el tiempo a partir de llegar a la temperatura programada
- Doble visor de Temperatura interna y Parámetro programado
- Alarma sonora por suba de temperatura y fin de ciclo
- Indicadores lumínicos de resistencia, alarma y autotuning
- Tecnología Sistema BLAST
- Exactitud: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Volumen interno 36 litros
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla removibles (5 posiciones)

- ⌚ Alta performance para uso continuo
- 🔧 Exclusivo Sistema BLAST
- 👉 Fácil manejo del Control Digital
- ⚙️ Autotuning optimizado de fábrica
- 🎯 Alta Precisión
- 🛡️ Doble Garantía
- 🔧 Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas