

CULTIVO

Modelo SL60C

"SAN JOR"

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas laterales de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Termómetro digital
- Exactitud: 0,1°C
- Termostato electrónico con ajuste macro y micro
- Indicadores lumínicos de resistencia y funcionamiento
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Rango de temperatura de 20°C a 70°C (amb. +5° a 70°C)
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)



Rango de Temperatura
20°C 70°C

Medidas Internas
60 x 40 x 40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 60 x 40 x 40
Volumen Interno (en Litros) 96

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 78 x 55 x 76
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 82 x 60 x 82

Otros

Consumo en Watts 300
Peso en Kg Neto 44
Peso en Kg con Embalaje 46

- ⌚ Alta performance para uso continuo
- ⚙️ Regulación Macro y Micro
- 🎯 Alta Precisión
- 💡 Bajo Consumo
- 🛡️ Doble Garantía
- 🔧 Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas