

CULTIVO

Modelo SL70CDB


"SAN JOR"

Características Generales

- Marca "SAN JOR"
- Interior en acero inoxidable grado 304 18/8
- Exterior de hierro con pintura horneada
- Aislamiento con lana de vidrio
- 2 puertas laterales con cierre a falleba giratoria
- 2 puertas laterales de vidrio (visibilidad 100%)
- Ajuste de puerta con cordón de silicona
- Aireador en la parte superior
- Interruptor de corte de funcionamiento
- Exactitud: 0,1°C
- Control Digital de temperatura Autotuning PID Sistema BLAST
- Doble visor de temperatura interna y programada
- Rango de temperatura de 0°C a 80°C (amb. +5° a 80°C)
- Indicadores lumínicos de resistencia
- Indicadores lumínicos de alarma por suba o baja de temperatura
- Conexión a 220 Vac. 50-60 Hz
- Garantía 2 años con service gratuito de por vida (en fábrica)
- Extensión de garantía en la web
- Accesorios: 2 estantes tipo rejilla regulables (6 posiciones)



Rango de Temperatura



Medidas Internas

70 x 50 x 50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Interior

Frente x Alto x Fondo en cm. 70 x 50 x 50
Volumen Interno (en Litros) 175

Exterior

Frente x Fondo x Alto de Estufa 90 x 64 x 88
Frente x Fondo x Alto con Embalaje 98 x 70 x 95

Otros

Consumo en Watts 400
Peso en Kg Neto 59
Peso en Kg con Embalaje 65

- ⌚ Alta performance para uso continuo
- 👉 Exclusivo Sistema BLAST
- 👉 Fácil manejo del Control Digital
- ⚙️ Autotuning optimizado de fábrica
- 🎯 Alta Precisión
- 🛡️ Doble Garantía
- 🔧 Service gratuito de por vida

Especialistas en fabricación de Estufas